

ハンドルグリップ型・馬蹄型の2wayのハンドルに切り替えが可能な歩行車
テイコブリトル RF「WAW02」、テイコブリトル F「WAW03」 発売!
歩く姿勢に疲れたら、馬蹄型に切り替えて楽な姿勢に

株式会社幸和製作所(本社:大阪府堺市 代表取締役社長:玉田秀明)はハンドルグリップ型・馬蹄型の2種類のハンドル切り替えができる歩行車を2014年10月1日(水)より販売開始いたします。屋内から屋外まで幅広く使用できる馬蹄型歩行車で高齢者の外出のサポートを目指し、年間販売台数合計30,000台を目指します。

この歩行車「テイコブリトル RF」・「テイコブリトル F」は利用者の使用状況に応じて、ハンドルグリップ型・馬蹄型の2wayのハンドル切り替えが可能な歩行車です。

- また身体状況に合わせてお選び頂ける、2タイプのタイヤをご用意しております。
- ・一定速度を超えると自動的にスピードを抑える抑速機能付き後輪タイプ(テイコブリトル RF)
- ・抑速機能のついていない通常後輪タイプ(テイコブリトル F)



テイコブリトル RF



テイコブリトル F



ハンドルグリップ型



馬蹄型

■製品概要

肘を置いて上体を支持する馬蹄型歩行車は主に病院や施設などでの屋内用が多く、屋外用の馬蹄型歩行車は大型で重量があり種類も限られていました。そこでコンパクト・軽量設計で屋内・屋外兼用、使用状況に合わせて2wayのハンドル切り替えができる歩行車を開発いたしました。通常の歩行車としても使用でき、歩く姿勢に疲れたら馬蹄型に切り替えて上体を預けた楽な姿勢をとることができます。

■商品の特長

1. 2wayハンドルの歩行車

ハンドルグリップ型で歩く姿勢に疲れたら馬蹄型に切り替え、上体を預けた楽な姿勢を取ることができます。使用状況に応じてハンドルを使い分けて頂けます。

2. ブレーキ操作が手元で行えるので安心

どちらのハンドルでご使用頂いても、ブレーキ操作が手元で行えるので安心です。

3. 身体状況に合わせてタイヤのタイプを選べる

一定の速度が出るとスピードを抑える機能がある抑速ブレーキ内蔵後輪「CONPAL※」付き「テイコブリトル RF」と、ノーマルタイヤタイプで従来通りの使いごこちの「テイコブリトル F」から利用者の身体状況に合わせてお選び頂けます。
※ナブテスコ社製

■製品仕様

| | |
|----------|--|
| 商品名 / 品番 | テイコブリトル RF/WAW02 |
| 価 格 | ¥98,000(税抜) |
| 組立寸法 | 幅545×奥行670× 高さ855~1125(10ポジション)mm |
| 押手高さ | (ハンドルグリップ) 740~1010(10ポジション)mm (馬蹄) 775~1045(10ポジション)mm |
| 折畳寸法 | 幅545×奥行450×高さ860mm |
| 座面寸法 | 幅290×奥行330×高さ525mm |
| 袋寸法 | 幅320×奥行160×高さ340mm |
| 重 量 | 9.7kg |
| T A I S | 00030-000158 |



| | |
|----------|--|
| 商品名 / 品番 | テイコブリトル F/WAW03 |
| 価 格 | ¥80,000(税抜) |
| 組立寸法 | 幅540×奥行665× 高さ855~1125(10ポジション)mm |
| 押手高さ | (ハンドルグリップ) 740~1010(10ポジション)mm (馬蹄) 775~1045(10ポジション)mm |
| 折畳寸法 | 幅540×奥行435×高さ865mm |
| 座面寸法 | 幅290×奥行330×高さ525mm |
| 袋寸法 | 幅320×奥行160×高さ340mm |
| 重 量 | 7.7kg |
| T A I S | 00030-000159 |



■この製品についてのお問い合わせ先

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

株式会社 幸和製作所 担当：販売促進課 あらい 新井 ふみたけ 文武

Tel : 072-238-0630(課直通) FAX : 072-222-7049

E-mail : arai@tacaof.co.jp URL : <http://www.tacaof.co.jp/>