


使用方法

磨耗したゴムをはずし、新しいゴムを杖の先に取り付けてください。
※ゴムがはずれないように、強く押し込んでください。



材質：合成ゴム

ご注意

杖先のゴムが磨耗したまま使用すると危険です。
定期的に点検し、交換してください。
弊社製品以外に取り付け
ないでください。



：台紙



：袋



MADE IN TAIWAN

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
TEL:072-238-0459