

gentil  Marrone

Fabio

Quadripode Canna

この度は、弊社製品をお買いあげいただきましてありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に取扱説明書を読まねばならずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。

⚠ 警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

この製品は歩行を補助するためのものです。全体重を支えることはできません。

杖以外の用途（例えば登山・護身など）には使用しないでください。

使用前に各部を点検してください。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣化してはずれやすくなっている場合は早めに交換してください。

品番：CAGOI-NV
品名：Fabio (ファビオ)
寸法：本体 約 77 cm ~ 100 cm
脚部(接地部) 約 15 cm × 19.5 cm
重量：約 650g
材質：本体 アルミニウム合金
持手 合成皮革 (ポリウレタン)




MADE IN TAIWAN

株式会社幸和製作所
〒590-0982
大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
0120-508-058 (フリーコール)

製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

GENTIL  MARRONE

ご使用方法




- 1 止めネジをゆるめてください。
(時計回りの方向へ回すとゆるみます。)
- 2 調節ボタンを押しながら本体を上下させ、適度な長さに調節してください。持ち手が、腰の位置にくるぐらいが適度な長さの目安です。
- 3 止めネジを確実に締めてください。
(反時計回りの方向へ回すと締まります。)

▲注意

- 調節ボタンと止めネジが確実に固定されているか、かならず確認してください。
- 指などははさまないように注意してください。

■4点支持ベースの向きの変え方 (右手仕様・左手仕様)




止めネジをゆるめ、調節ボタンを指で押さえながら、4点支持ベースを180度回転させてください。調節ボタンが調節穴から出たことを確認し、止めネジを確実に締めてください。
(※出荷時は右手仕様になっております。)

▲注意

- 杖が、持ち手に対して正しい仕様になっていることをかならず確認してください。

各部の名称



ご使用前の注意

! 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があります。そのため、下記の項目をかならず守ってください。

- この製品は屋内専用多脚杖です。屋外での使用はお控えください。
- 使用者の身体に合った高さに調節してから使用してください。
- 使用中も、支柱が確実に固定されていること、止めネジにゆるみがないことなどを確認してください。
- 濡れたり凍ったりして滑りやすくなっている路面や傾斜している場所では、十分に注意してください。
- 床の材質、表面加工などによっては、杖先ゴムが床に付着、色移り、変色する場合があります。ため、注意してください。
- 道路の側溝や凹みがある箇所では杖先がはまり込む場合があります。ため、十分に注意してください。
- 4点支持ベースを踏んでしまうと、転倒しケガをするおそれがあるため、十分に注意して使用してください。
- 握り先端に過大な力をかけるような使い方をしないでください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。

ご使用後 および 保管方法

- 使用後は、杖先ゴムの底についた砂などを取り除いてください。
- 濡れた時は乾いた布で拭き取ってください。塩素系洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないでください。
- 屋内で保管してください。また長時間使用しない場合は汚れを落としてから保管してください。
- 長期間、同じ場所に保管しないでください。床の材質、表面加工などによっては、杖先ゴムが床に付着、色移り、変色する場合があります。長期間、保管する場合は、直接床に置かないようにしてください。
- 持ち手部に合成皮革を使用していますので、素材の特性上、年月の経過とともに劣化、べたつき、剥がれ、変色などが生じる場合があります。以下の点にご注意ください。
 - ・濡れたときは、乾いたタオルで水を拭き取り、湿ったままで放置しないでください。
 - ・火のそばに置くと持ち手の合成皮革が軟化または変形する場合があります。
 - ・ご使用後は汚れや水分を取り除き、高温多湿のところや直接日光があたる場所へ長時間放置しないでください。
 - ・保管時は、ビニール袋に入れたまま保管せず、光のあたらない湿気の少ない場所で保管してください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。