


## 使用方法

磨耗したゴムをはずし、新しいゴ  
ムを杖の先に取り付けてください。  
※ゴムがはずれないように、強く  
押し込んでください。



## ご注意

杖先のゴムが磨耗したまま  
使用すると危険です。  
定期的に点検し、交換し  
てください。  
弊社製品以外に取り付け  
ないでください。

材質：合成ゴム



: 台紙



: 袋

MADE IN TAIWAN

# 株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1  
TEL:072-238-0459